


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trkc Per Wb, Elisa - Q16288

Numero articolo: CM0006707



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al TrKC umano (NTRK3). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione dei neurotrofini e sulla differenziazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TrKC Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4916
Gene ID	4916
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q16288
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio