

Anticorpo Policlonale Anti-Trmt1 Per Wb, Elisa - Q9Nxb9

Numero articolo: CM0026863



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la metiltransferasi tRNA umana TRMT1 (TRM1; MRT68). Validato per WB ed ELISA; reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca sulla modifica del tRNA e la biologia redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRMT1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TRM1; MRT68; TRMT1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55621
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NXH9
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio