


Anticorpo Policlonale Anti-Trmt2A/Htf9C Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Numero articolo: CM0030069



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al TRMT2A/HTF9C umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sulla metilazione del tRNA e sulla modifica dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
Note/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	27037
Gene ID	27037
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 500 al C-terminus del TRMT2A/HTF9C umano (NP_073564.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IZ69
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio