


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trmt2A/Htf9C Per Wb, Elisa - Q8Iz69

Numero articolo: CM0003676



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting su TRMT2A/HTF9C umano, una metiltransferasi tRNA/mRNA. Validato in WB ed ELISA. Rileva una banda a ~69 kDa. Adatto per studi sulla modifica dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRMT2A/HTF9C Coniglio mAb
Note/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Specie	Umano
GeneID	27037
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di TRMT2A/HTF9C umano (Q8IZ69)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q8IZ69
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio