


## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trmt2A/Htf9C Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Numero articolo: CM0023012



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TRMT2A/HTF9C umano, validato per Western blot, IHC-P e ELISA. Bersaglia una tRNA (uracile-5-)-metiltransferasi che catalizza la formazione di m5U54 nei tRNA e in alcuni mRNA. Adatto per studi di modificazione dell'RNA e espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias            | HTF9C; TRMT2A/HTF9C                                                                                                                |
| Specie                | Umana                                                                                                                              |
| ID gene               | 27037                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di TRMT2A/HTF9C umano (NP_073564.3) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                                              |
| SWISS                 | Q8Iz69                                                                                                                             |
| Peso proteico         | 69kDa                                                                                                                              |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |