

Anti-Trmt2B Coniglio Pab Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

Numero articolo: CM0026584

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRMT2B, una metiltransferasi mitocondriale tRNA/rRNA, per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Adatto per la ricerca sulla modifica dell'RNA mitocondriale e sulla elaborazione del tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRMT2B Coniglio pAb
Note/Alias	CXorf34; dj341D10.3; TRMT2B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	79979
Gene ID	79979
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di TRMT2B umano (NP_079193.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96GJ1
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio