


Anticorpo Policlonale Anti-Trmt6 Per Wb, Elisa - Q9Uja5

Numero articolo: CM0028510



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRMT6 umano, la subunità non catalitica della tRNA m1A58 metiltransferasi, coinvolta anche nella N1-metilazione dell'mRNA. Validato per applicazioni WB ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRMT6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di TRMT6 umano (NP_057023.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UJA5
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio