


Anticorpo Policlonale Anti-Trmt61A Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Fx7

Numero articolo: CM0014838



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TRMT61A umano (sottounità catalitica della tRNA metiltransferasi), validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla modificazione del tRNA e sulla metilazione dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRMT61A Rabbit pAb
Note/Alias	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	115708
ID Gene	115708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 di TRMT61A umano (NP_689520.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96FX7
Peso Proteico	31 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio