


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trmt61A Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q96Fx7

Numero articolo: CM0004217



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per TRMT61A umano. Validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di origine umana, di topo e di ratto. Adatto per ricerche sulla modifica degli tRNA e sulla metilazione degli mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRMT61A Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	115708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-289 di TRMT61A umano (NP_689520.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96FX7
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio