

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trmt61B Per Wb, Elisa - Q9Bvs5

Numero articolo: CM0026029



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a TRMT61B umano, una metiltransferasi mitocondriale chiave per tRNA/rRNA. Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Utile per la biologia mitocondriale e la ricerca sulle modifiche dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TRMT61B
Note/Alias	TRMT61B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55006
GeneID	55006
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di TRMT61B umano (NP_060380.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9BVS5
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio