


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trnau1Ap Per Wb, Elisa - Q9Nx07

Numero articolo: CM0018580



introduzione

TRNAU1AP Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TRNAU1AP umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Il target è un fattore chiave nell'incorporazione della selenocisteina nelle selenoproteine, utile per la ricerca sulla sintesi delle selenoproteine e la modifica dell'tRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRNAU1AP Rabbit pAb
Note/Alias	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	54952
ID gene	54952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-287 di TRNAU1AP umano (NP_060316.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NX07
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio