


Anticorpo Policlonale Anti-Trnt1 Per Wb, Elisa - Q96Q11

Numero articolo: CM0021787



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TRNT1, una CCA tRNA nucleotidiltransferasi mitocondriale. Adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul processamento dei tRNA e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	TRNT1 Rabbit pAb
Note/Alias	CCA1; RPEM; SIFD; MtCCA; CGI-47; TRNT1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51095
ID Gene	51095
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 135-434 di TRNT1 umano (NP_886552.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96Q11
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio