

Anticorpo Monoclonale Anti-Trop-2 Per Citometria A Flusso - P09758

Numero articolo: CM0011032



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-umano TROP-2 per citometria a flusso. Rileva il trasduttore del segnale del calcio associato al tumore 2 (TACSTD2/GA733-1) in campioni umani. Coniugato con . Ideale per la ricerca sul carcinoma placentare e pancreatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Umano TROP-2
Osservazioni/Alias	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; trasduttore del segnale del calcio associato al tumore 2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4070
ID Gene	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-274 di TROP-2 umano (NP_002344.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P09758
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio