

Anticorpo Policlonale Anti-Trop-2 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

Numero articolo: CM0029748



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TROP-2 (TACSTD2) umano, validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla trasduzione del segnale del calcio associata ai tumori e sul recettore del fattore di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TROP-2 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Specie	Uomo
GeneID	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-270 di TROP-2 umano (NP_002344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P09758
Peso Proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio