

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trop-2 Per Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - P09758

Numero articolo: CM0002050



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TROP-2 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, IF-P, mIHC ed ELISA. Specifico per TROP-2 umano (P09758), un trasduttore del segnale calcio associato al tumore ampiamente utilizzato nella ricerca sul cancro e nello sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TROP-2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-274 del TROP-2 umano (NP_002344.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P09758
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio