


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Trop-2 Per Wb - P09758

Numero articolo: CM0007518



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TROP-2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Soggetto TROP-2 umano (SWISS: P09758), un trasduttore del segnale del calcio associato al tumore. Ideale per la ricerca sul cancro e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TROP-2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 27-274 del TROP-2 umano (NP_002344.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P09758
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio