

Anticorpo Policlonale Anti-Trop-2 Coniglio Per If-P Ed Elisa - Q8Bgv3

Numero articolo: CM0019850

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il TROP-2 (Tacstd2) del topo per applicazioni di immunofluorescenza ed ELISA. Riconosce una glicoproteina di superficie cellulare coinvolta nella segnalazione del recettore del fattore di crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TROP-2 Rabbit pAb
Note/Alias	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4070
GeneID	56753
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 25-270 del TROP-2 del topo (NP_064431.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8BGV3
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio