

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tropomodulina-2 (Tmod2) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzr1

Numero articolo: CM0002771

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la TMOD2 umana (tropomodulina-2), una proteina neuronale di cattura dell'actina. Validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TMOD2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
Specie	Umana
ID gene	29767
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della TMOD2 umana (Q9NZR1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NZR1
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio