

Anticorpo Policlonale Anti-Tropomiosina 1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09493

Numero articolo: CM0014481



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio contro la Tropomiosina 1 (TPM1) umana, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva una proteina di 33 kDa; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sul citoscheletro e sulla contrazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	pAb di coniglio anti-Tropomiosina 1
Note/Alias	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomiosina 1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	7168
GeneID	7168
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-245 della Tropomiosina 1 umana (NP_001018008.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	P09493
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio