

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Tropomiosina 1 Di Coniglio Per Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

Numero articolo: CM0005540



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Tropomiosina 1 per WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con topo, ratto. Ideale per la ricerca sul legame all'actina, la regolazione della contrazione muscolare e la stabilizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Tropomiosina 1
Note/Alias	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alpha; Tropomiosina 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7168
ID Gene	7168
Immunogeno	Peptide Sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 185-284 della Tropomiosina 1 umana (P09493).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P09493
Peso Proteico	33 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio