

Anticorpo Monoclonale Anti-Troponina I1/Tni1 Per Wb, Elisa - P19237

Numero articolo: CM0007880

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che bersaglia la Troponina I1 (muscolo scheletrico lento) umana per WB e ELISA. Presenta reattività crociata con il ratto. Adatto per la ricerca sul muscolo scheletrico e lo sviluppo di prodotti diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Troponina I1/Tni1 mAb di coniglio
Annotazioni/Alias	TNNI1; SSTNI; Troponina I1/Tni1
Specie	Umana
GeneID	7135
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-187 della Troponina I1/Tni1 umana (P19237)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	P19237
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio