

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Troponina I2 (Tnni2) Per Wb, If-P, Elisa - P48788

Numero articolo: CM0008829



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo monoclonale di coniglio Troponina I2 (TNNI2) validato per WB, IF-P, ELISA. Rileva la troponina I del muscolo scheletrico veloce umano, di topo e ratto. 21 kDa. Ideale per la ricerca sulla contrazione muscolare e le miopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Troponina I2 (TNNI2) mAb di coniglio
Note/Alias	DA2B, F5SV, DA2B1, fsTnl, AMCD2B, Troponina I2 (TNNI2)
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7136
GeneID	7136
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 83-182 della Troponina I2 umana (TNNI2) (P48788)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P48788
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio