

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Troponina I2 (Tnni2) Per Wb, Elisa - P48788

Numero articolo: CM0025050



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Troponina I2 (TNNI2) umana, prodotto contro il frammento N-terminale 1-100 aa. Validato per WB e ELISA, mostra reazione crociata con topo e ratto, aiutando gli studi sulla regolazione della contrazione muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Troponina I2 (TNNI2) Rabbit pAb
Note/Alias	DA2B; F5SV; DA2B1; fsTnl; AMCD2B; Troponina I2 (TNNI2)
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	7136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Troponina I2 (TNNI2) umana (NP_003273.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P48788
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio