

Anticorpo Policlonale Anti-Trove2/Ssa2 Per Wb E Elisa - P10155

Numero articolo: CM0031034

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TROVE2/SSA2 (autoantigene Ro60), validato per WB e ELISA su umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle malattie autoimmuni e sulla biologia dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	TROVE2 Rabbit pAb
Note/Alias	SSA2; RORNP; TROVE2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6738
GenelD	6738
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del TROVE2 umano (NP_004591.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10155
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio