

Anticorpo Policlonale Anti-Trpa1 Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 075762

Numero articolo: CM0028021



introduzione

TRPA1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale che si rivolge al TRPA1 umano, adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sul dolore e sulla trasduzione sensoriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRPA1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8989
GeneID	8989
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 900-1000 del TRPA1 umano (NP_015628.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075762
Peso proteico	128 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio