


Anticorpo Policlonale Anti-Trpc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48995

Numero articolo: CM0013687



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRPC1 validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con TRPC1 umano e murino, un canale del calcio attivato da recettore. Ideale per la ricerca sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPC1 Rabbit pAb
Note/Alias	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7220
GeneID	7220
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di TRPC1 umano (NP_001238774.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P48995
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio