


Anticorpo Monoclonale Anti-Trpc1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P48995

Numero articolo: CM0008349



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-TRPC1 di coniglio validato per Western blot ed ELISA. Rileva TRPC1 umano, murino e di ratto (~88/91 kDa). Ideale per studi sui canali ionici e sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TRPC1 Rabbit mAb
Note/Alias	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7220
ID Gene	7220
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di TRPC1 umano (P48995)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48995
Peso Molecolare Proteina	88kDa/91kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio