


Anticorpo Policlonale Anti-Trpc3 Per Wb, Elisa - Q13507

Numero articolo: CM0028605



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRPC3 umano (TRP3, SCA41) validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Il bersaglio è un canale del calcio coinvolto nella segnalazione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPC3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TRP3, SCA41, TRPC3
Specie	Umano
GeneID	7222
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 500-600 del TRPC3 umano (NP_001124170.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13507
Peso Proteico	106kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio