


Anticorpo Policlonale Anti-Trpc4 Per Wb & Elisa - Q9Ubn4

Numero articolo: CM0027104



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TRPC4 umano. Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. Adatto per la ricerca sui canali del calcio e sulle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRPC4 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
Specie	Umano
GeneID (umano)	7223
GeneID	7223
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 768-977 del TRPC4 umano (NP_057263.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UBN4
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio