


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trpc5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI62

Numero articolo: CM0013734



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio purificato per affinità contro TRPC5 umano, convalidato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF/ICC) e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio dei canali del calcio e della funzione neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRPC5 Rabbit pAb
Note/Alias	TRP5; PPP1R159; TRPC5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7224
GeneID	7224
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 800-900 di TRPC5 umano (NP_036603.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9UI62
Peso proteico	111 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio