


Anticorpo Policlonale Anti-Trpc6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y210

Numero articolo: CM0030032



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TRPC6 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira a un canale cationico permeabile al calcio cruciale per la segnalazione accoppiata a Gq e l'omeostasi dei podociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	TRPC6 Rabbit pAb
Note/Alias	TRP6; FSGS2; TRPC6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7225
GeneID	7225
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 466-565 di TRPC6 umano (NP_004612.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y210
Peso Proteico	106 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio