

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Trpm1 Per Wb Ed Elisa - Q7Z4N2

Numero articolo: CM0023075

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TRPM1 validato per Western Blot ed ELISA. Reagisce con TRPM1 umano, un canale cationico coinvolto nella fotorisposta retinica e nella potenziale soppressione delle metastasi. Ideale per la ricerca sulla visione e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRPM1 Rabbit pAb
Note/Alias	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
Specie	Umano
ID del gene	4308
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1460-1540 di TRPM1 umano (NP_002411.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q7Z4N2
Peso della proteina	182 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata