


Anticorpo Policlonale Anti-Trpm2 Da Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - O94759

Numero articolo: CM0025537



introduzione

Anticorpo policlonale anti-TRPM2 da coniglio di alta qualità validato per western blotting (WB), immunofluorescenza (IF-P) e ELISA. Reagisce in modo crociato con TRPM2 di topo e ratto. Adatto per lo studio dei canali ionici, dello stress ossidativo e della segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	TRPM2 Rabbit pAb
Note/Alias	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	7226
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1204-1503 della TRPM2 umana (NP_003298.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	O94759
Peso proteico	171kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio