


## Anticorpo Policlonale Anti-Trpm4 Per Wb, Elisa - Q8Td43

Numero articolo: CM0015822



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TRPM4 convalidato per Western blot e ELISA. Riconosce TRPM4 umano, murino e ratto, un canale cationico attivato dal calcio coinvolto nella funzione cardiaca e immunitaria. Adatto per la ricerca sui canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TRPM4 Coniglio pAb                                                                                                            |
| Osservazioni/Alias  | EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4                                                                                  |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene             | 54795                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 del TRPM4 umano (NP_060106.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q8TD43                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 134kDa                                                                                                                        |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |