


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Trpm8 Per Wb, Elisa - Q7Z2W7

Numero articolo: CM0008943



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TRPM8 umano (Q7Z2W7). Convalidato per WB e ELISA. Adatto per la ricerca sui canali ionici sensibili al freddo nel cancro della prostata e altri tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRPM8 Rabbit mAb
Note/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	79054
ID gene	79054
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 900-1000 di TRPM8 umano (Q7Z2W7).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q7Z2W7
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio