


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Trpm8 Per Wb, Elisa - Q7Z2W7

Numero articolo: CM0029724



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-TRPM8 di alta qualità, validato per WB e ELISA. Rileva la proteina TRPM8 umana, un canale ionico sensibile al freddo implicato nella termosensazione e nel cancro della prostata. Ideale per la ricerca e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRPM8 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Specie	Umana
GeneID (Umana)	79054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 980-1104 della TRPM8 umana (NP_076985.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q7Z2W7
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio