


Anti-Trpm8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q7Z2W7

Numero articolo: CM0016752



introduzione

TRPM8 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale generato nel coniglio contro una proteina ricombinante di TRPM8 umano. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con TRPM8 umano e murino (128 kDa). Ideale per la ricerca sulla sensazione del freddo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPM8 Rabbit pAb
Note/Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Specie	Umano
GenelD (Umano)	79054
GenelD	79054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 880-960 del TRPM8 umano (NP_076985.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7Z2W7
Peso Proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio