

Anti-Trps1 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Uhf7

Numero articolo: CM0028198

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TRPS1, un fattore di trascrizione repressore a dito di zinco. Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per applicazioni di biologia dello sviluppo e ricerca scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPS1 Coniglio pAb
Note/Alias	GC79; LGCR; TRPS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7227
GeneID	7227
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-260 di TRPS1 umano (NP_054831.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UHF7
Peso Proteico	142kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio