


Anticorpo Policlonale Anti-Trpv1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ner1

Numero articolo: CM0029966



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro TRPV1 (recettore della capsaicina, VR1) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla percezione del dolore, termoccezione e segnalazione dei canali ionici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRPV1 Rabbit pAb
Note/Alias	VR1; TRPV1
Specie	Umano
GeneID	7442 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 725-839 del TRPV1 umano (NP_061197.4)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8NER1
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio