


Anticorpo Monoclonale Anti-Trpv1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Ner1

Numero articolo: CM0007184



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TRPV1 umano, validato per WB ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul dolore e le neuroscienze sensoriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TRPV1 Rabbit mAb
Note/Alias	VR1; TRPV1
Specie	Umano
Gene ID	7442
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 725-839 di TRPV1 umano (NP_542435.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q8NER1
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio