


Anticorpo Policlonale Anti-Trpv3 Per Wb, Elisa - Q8Net8

Numero articolo: CM0028200



introduzione

TRPV3 Rabbit pAb si targeting al TRPV3 umano (SWISS: Q8NET8), validato per WB e ELISA con cross-reattività al mouse. Ideale per la ricerca sulla termocezione, sui canali ionici e in dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPV3 Rabbit pAb
Note/Alias	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
Specie	Umano
Gene ID	162514
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400-500 del TRPV3 umano (NP_659505.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Mouse
SWISS	Q8NET8
Peso Proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio