


Anticorpo Monoclonale Anti-Trpv4 Per Wb & Elisa - Q9Hba0

Numero articolo: CM0007439



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio TRPV4 validato per Western Blot e ELISA rileva la TRPV4 umana, un canale del calcio non selettivo coinvolto nella sensibilità osmotica, nella meccanosensazione e nell'omeostasi articolare - UniProt Q9HBA0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TRPV4 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	SMAL; VRL2; BCYM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	59341
ID Gene	59341
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 771-871 della TRPV4 umana (NP_067638.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q9HBA0
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio