


Anticorpo Policlonale Anti-Trpv4 Per Wb E Elisa - Q9Hba0

Numero articolo: CM0027152



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting al TRPV4 umano, prodotto contro un peptide sintetico all'interno della regione C-terminale. Adatto per applicazioni Western blot e ELISA; convalidato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TRPV4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SMAL; VRL2; BCYM3; CMT2C; SP5MA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Specie	Umano
Gene ID	59341
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 800-871 del TRPV4 umano (NP_067638.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	Q9HBA0
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio