


Anticorpo Policlonale Anti-Trpv5 (Coniglio) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqa5

Numero articolo: CM0025872



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il TRPV5 umano (CAT2/ECAC1). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sul trasporto del calcio e sul rene.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRPV5 Rabbit pAb
Note/Alias	CAT2; ECAC1; OTRPC3; TRPV5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56302
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 655-725 del TRPV5 umano (NP_062815.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQA5
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio