


Anticorpo Policlonale Anti-Trrap Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y4A5

Numero articolo: CM0019854



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TRRAP (Q9Y4A5) validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce TRRAP umano, ratto (~438 kDa). Essenziale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sulla trascrizione MYC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TRRAP Rabbit pAb
Note/Alias	Tra1; TR-AP; DEDDFA; DFNA75; PAF400; STAF40; PAF350/400; TRRAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8295
GeneID	8295
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 3660-3859 di TRRAP (NP_001231509.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9Y4A5
Peso Proteico	438kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio