

Anticorpo Policlonale Anti-Tr β 1/Thrb Per Wb, Elisa - P10828

Numero articolo: CM0020158



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore beta dell'ormone tiroideo umano (TR β 1, THR β) per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la ricerca sui recettori nucleari e gli studi sulla regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TR β 1/THR β pAb di coniglio
Note/Alias	TRb; GRTH; PRTH; THR1; ERBA2; NR1A2; THRb1; THRb2; TRbeta; THRbeta; TRbeta1; C-ERBA-2; THRbeta1; Thrbeta2; C-ERBA-BETA; TR β 1/THR β
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7068
GeneID	7068
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-263 del TR β 1/THR β umano (NP_000452.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P10828
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio