

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tripsina Per If-P, Ihc-P, Elisa - P07477

Numero articolo: CM0011836



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la tripsina umana (PRSS1), validato per immunofluorescenza, immunoistochimica e ELISA. Riconosce la tripsina umana; ideale per la ricerca su enzimi digestivi e proteasi. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (aa 24-247).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Tripsina Rabbit mAb
Note / Alias	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5644
GeneID	5644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-247 della PRSS1 umana (NP_002760.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P07477
Peso Proteico	26 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio