

Anticorpo Monoclonale Anti-Triptofanil-Trna Sintetasi 1 Per Wb & Elisa - P23381

Numero articolo: CM0011247



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la Triptofanil-tRNA sintetasi 1 umana (WARS1). Validato per WB ed ELISA, con cross-reattività per topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla traduzione e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Triptofanil-tRNA sintetasi 1
Note/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Triptofanil-tRNA sintetasi 1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7453
ID Gene	7453
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 3-98 della Triptofanil-tRNA sintetasi 1 umana (P23381)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P23381
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio