

Anticorpo Policlonale Anti-Tryptophanyl-Trna Sintetasi 1 Per Wb, Elisa - P23381

Numero articolo: CM0029005



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega alla Tryptophanyl-tRNA sintetasi 1 umana (TrpRS/WARS). Validato per WB ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per studi sulla traduzione proteica e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Tryptophanyl-tRNA sintetasi 1 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA sintetasi 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7453
GeneID	7453
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-270 della Tryptophanyl-tRNA sintetasi 1 umana (NP_776049.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23381
Peso proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio