

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Triptofanil-Trna Sintetasi 1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P23381

Numero articolo: CM0007232



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la triptofanil-tRNA sintetasi 1 umana (WARS1). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per la ricerca sulla sintesi proteica, l'angiogenesi e la segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-triptofanil-tRNA sintetasi 1
Note/Alias	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Triptofanil-tRNA sintetasi 1
Specie	Umana
GeneID (umano)	7453
GeneID	7453
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 372-471 della triptofanil-tRNA sintetasi 1 umana (P23381)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P23381
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante